

NÁVOD K POUŽITÍ

TAOline skládací dřevěné lehátko BALANCE, 71 x 185 cm, tmavě modrá

Základní informace

Barva: tmavě modrá

Typ: skládací dřevěné lehátko

Výrobce: Taoline



Technické parametry masážního lehátka Balance

Šířka: 71

Délka: 185 cm

Výškově nastavitelné: od 57 do 83 cm

Hmotnost: cca 15 kg

Pracovní nosnost: 180 kg / statické zatížení 720 kg

Barva potahu: tmavě modrá

Výška pěnové výplně 5 cm

Kvalitní masážní lehátko, na které se můžete spolehnout, je základem každé profesionální praxe. I té mobilní. Znáte to rčení „Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře?“ U terapeutů to platí také. Přesně v takových případech vám pomůže skládací masážní lehátko Balance.

Masážní lehátko Balance – špičkový produkt pro profesionály i domácnosti

Skládací masážní lehátko z kvalitního tvrdého dřeva vydrží i hrubé zacházení. Díky patentovanému zesilovacímu systému Cable Lock unese při masáži až 180 kg.

Během chvilky ho připravíte k použití třeba

- na sportovní akci

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz



- při přednáškách
- při fyzioterapii prováděné u klienta doma
- a při mnoha dalších příležitostech, se kterými se jako terapeuti setkáte

Po akci lehátko sbalíte a frčíte domů nebo na další akci. Nebojte se, že se strháte. Lehátko váží jen okolo 15 kg a navíc k němu zdarma dostanete praktickou tašku na nošení. Díky své skladnosti a snadné manipulaci si masážní lehátka najdou své místo nejen u profíků, ale i při domácím využití.

Čím vás masážní lehátko Balance ještě potěší

Masážní lehátko Balance se může pochlubit několika „vymoženostmi“ které by měly patřit ke každému špičkovému výrobku:

- stabilní a odolná konstrukce je absolutní základ. Lehátko se při masáži neklepe a nehoupá. Ta naše je ještě zesílena patentovaným systémem Cable Lock.
- nastavitelná opěrka hlavy pro větší pohodlí klienta
- loketní opěrka v přední části lehátka, kde si klient pohodlně opře obě ruce
- potah z odolné Eko kůže přátelské k životnímu prostředí. Dokonale odolává působení masážních olejů a zároveň je měkká pro maximální komfort.
- 5 cm silná pěnová výplň
- možnost Reiki nastavení na obou koncích masážního lehátka
- taška na přenášení zdarma

Za co vám vaše masážní lehátko určitě nepoděkuje

I tak kvalitně provedený výrobek má své slabé stránky. Ostatně jako každý z nás. Na co si tedy dát pozor?

Vzhledem k použitému materiálu (dřevo) není masážní lehátko vhodné používat

- v místnostech se zvýšenou vlhkostí (párou)
- na mokré podlaze
- při vysokých teplotách (např. v sauně)

K čištění potahu masážního lehátka nepoužívejte

- čisticí prostředky na bázi alkoholu
- agresivní (silné) dezinfekční prostředky

Nepřetěžujte lehátko. Nemusí se vám zrovna rozpadnout pod rukama, ale snížíte tak jeho životnost.

Na lehátko nenaskakujte. Nejdříve si sedněte na okraj a poté se položte. Při lehání se neopírejte loktem. Dochází přitom ke

koncentraci síly do jednoho bodu a snížení životnosti potahu.

Několik tipů, aby vám vaše masážní lehátko dlouho a dobře sloužilo

I sebelepší masážní lehátko je stále jen spotřební zboží a jako takové podléhá opotřebení. Jak ho omezit na nejnižší možnou míru a zajistit si jeho dlouhou funkčnost? Zde je několik tipů:

- čas od času zkontrolujte dotažení aretačních šroubů. Předejdete tak vrzání stolu.
- pro prodloužení trvanlivosti povrchu lehátka používejte například jednorázová papírová prostěradla nebo netkanou textilií
- alespoň jednou za čtvrt roku ošetřete dřevěné části lehátka ošetřujícím přípravkem na dřevo
- při kontaktu s vodou lehátko co nejdříve vysušte
- povrchy omývejte nejlépe vlažnou mýdlovou vodou. Dezinfikujte vhodnými dezinfekčními roztoky.

Objednací číslo

BN30064

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

