

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Strappal

#### Popis

Strappal je hypoalergická zinkoxidová adhezivní tejpovací páska.

Pevnost pásky je dosažena speciální strukturou vláken a zajišťuje spolehlivou fixaci v potřebné poloze. Vynikající přilnavost z jedné strany, která odolává velkým silám v tahu.

Pásku lze snadno odtrhnout rukou a ihned aplikovat. Hypoalergickou pásku Strappal je možné použít pro přecitlivělé pacienty, u kterých nelze použít ostatní běžné materiály.

#### Indikace

Sportovní traumatologie.

Ortopedie – omezení hybnosti kloubů, znehybnění kloubů, dlouhodobější přilnavost při zatížení v tahu.

#### Charakteristika

- pevnost pásky je dosažena speciální strukturou vláken a zajišťuje spolehlivou fixaci v potřebné poloze
- vynikající přilnavost z jedné strany, která odolává velkým silám v tahu
- pásku Strappal lze snadno odtrhnout rukou a ihned aplikovat
- hypoalergickou pásku Strappal je možné použít pro přecitlivělé pacienty, u kterých nelze použít ostatní běžné materiály

#### Upozornění

K dosažení maximálního přilnutí pásky musí být Strappal aplikován na čistou, suchou kůži. V případě RTG vyšetření nebo fyzioterapie by měla být páska Strappal odstraněna.

#### Uskladnění

Na suchém místě, při teplotě 15 - 25 °C.

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.  
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)



## Objednací číslo

Au7148700 Strappal, 2,5 cm x 10 m

Au7149000 Strappal, 4 cm x 10 m

Au7149300 Strappal, 5 cm x 10 m

Au7149401 Strappal, 7,5 cm x 10 m

Au7149615 Strappal, 1,25 cm x 10 m

[www.eureko.cz](http://www.eureko.cz)

**Kontaktní adresa a provozovna:**

EUREKO, s.r.o.  
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)

