

NÁVOD K POUŽITÍ

Dynamometr prstový

Základní informace

Typ: měřidla



Otestujte sílu stisku ruky s hydraulickým dynamometrem

Chcete zjistit, jak velkou sílu máte v prstech po prodělaném úrazu a rehabilitaci. Nebo jste lezci a zajímá vás, zda se můžete ještě na své ruce spolehnout.

Máte možnost to zkusit na svém kamarádovi či terapeutovi. My radíme bezpečnější variantu a to hydraulický dynamometr.

Terapeut drží přístroj, pacient sevřením dlaně a vyvinutém tlaku konečky prstů na dynamometr získá výslednou jednotku měřenou v librách a kilogramech (max. měření do 45 liber / 20kg) ve dvojí stupnici.

Výsledek se na přístroji objeví po zmáčknutí měřícího tlačítka palcem. Spolehlivě se zobrazí každý pokus měření, tím zjistíte největší sílu stisku.

Firma MSD z Belgie svými zkušenostmi zaručuje vysokou kvalitu vylepšeného analogového hydraulického systému. Měření je snadné, spolehlivé a přesné.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

