

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Strappal Forte, 3,75 cm x 10 m

#### Základní informace: Pevný tejp Strappal Forte

Výrobce: BSN

Rozměr: 3,75 cm x 10 m

Barva: bílá

Materiál: 100% bavlna

Exspirace: 24 měsíců po otevření



#### Zafixujte si klouby při sportu s pevným tejpem

Každý, kdo dělá nějaký míčový sport, ví, jak bolí zalomený prst. Vyhněte se tomu se špičkovými pevnými tejpem Strappal Forte.

S nimi spolehlivě zpevníte namáhané klouby a zabráníte jejich poškození.

Pevné tejpem Strappal jsou super na:

- volejbal,
- orientační běh,
- míčové sporty,
- lezení,
- a všechny sporty, kde trpí klouby.

Zajistěte svým kloubům dokonalou stabilizaci a vrhněte se do sportu bez obav z bolesti.

#### Co umí pevný tejp Strappal Forte

Co znamená „Forte“? Dokonale pevnou podkladní látku ze 100% bavlny a bezkonkurenčně účinné lepidlo s oxidem zinečnatým a latexem. To působí ihned po nalepení a spolehlivě drží i při dlouhodobém užívání.

Mezi další ceněné vlastnosti patří:

- speciální design pro vysokou pevnost v tahu
- bezproblémová aplikace bez použití nůžek (tejp snadno odtrhnete rukou)
- spolehlivé zafixování a opora

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



- kvalitní lepidlo

Strappal Forte je synonymem kvality a spolehlivosti.

## Kdy použít pevnou tejpovací pásku Strappal

Kromě výše uvedených sportů se s pevnými tejpami ještě setkáte i ve sportovní medicíně a rehabilitaci:

- v ortopedii najdou využití při omezení či zabránění pohybu kloubů
- velmi dobře se vám budou hodit na funkční tejpování zraněných svalů, šlach a kloubů
- spolehlivě s nimi ochráníte již narušené klouby a zabráníte tak zhoršování poškození
- využijete je i ve sportovní traumatologii

## Několik rad, aby vám Strappal dobře sloužil

Skladujte v suchu a při teplotě do 25°C.

Při fyzioterapii a vyšetření RTG tejp sundejte.

Nenechávejte nalepený přes noc.

Nepoužívejte při citlivosti na latexové bílkoviny.

**Kontaktní adresa a provozovna:**

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

**Provozní doba:**

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureko.cz](mailto:info@eureko.cz)

