

NÁVOD K POUŽITÍ

Leukoplast 2,5 cm x 9,2 m

Základní informace

Barva: béžová

Délka: 9,2 m

Šířka: 2,5 cm

Typ: fixní tejpý



Běžová fixní páska

- Pro běžnou citlivost pokožky

Leukoplast je univerzální pomocník, ať už potřebujete zpevnit namáhané partie jako prevenci před zraněním, nebo ulevit pohmožděným svalům a kloubům. Díky speciálnímu složení lepidla z pryskyřice zinku a pryže páska okamžitě přilne a disponuje dlouhou dobou přichycení. Povrch z viskózy nabízí odolnost proti vodě, prodyšnost a zároveň vysokou pevnost vůči tahu. Pásku lze však velmi snadno utrhnout, což slibuje rychlou a pohodlnou manipulaci.

Vlastnosti a použití

- Při sportu a zvýšené námaze
- Pevná fixace již poraněných kloubů i svalů
- Vysoce odolný a zároveň prodyšný materiál
- Dlouhotrvající přilnavost
- Nepropouští vodu

Skladování

- Uchovávejte v suchu, nevystavujte teplotám vyšším než 25 stupňů.

Leukoplast, to je spojení tradiční bezpolštářkové náplasti navinuté na kartonové cívce, a vysoce kvalitního a funkčního materiálu, jenž

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



vám zajistí spolehlivou oporu za každé situace.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

