

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Vojtův stůl Basicline

#### Základní informace

Typ: Vojtův stůl

Výrobce: Resi



#### Technické parametry Vojtova stolu

Délka: 200 cm

Šířka: 100 cm

Výška: 50-105 cm, elektrický pohon

Maximální nosnost: 180 kg

Tvary obličejového otvoru: bez obličejového otvoru

Barvy čalounění: volitelné

Barvy rámu: volitelné

#### Vojtův stůl s nejnižší nástupní výškou a elektrickým pohonem

Tento jednoduchý model Vojtova stolu s elektrickým ovládáním výšky vás zaujme hned několika vlastnostmi

- perfektním zpracováním
- kvalitním a dobře vypadajícím polstrováním
- stabilní konstrukcí
- nejnižší nástupní výškou ze všech výrobců v ČR

Právě nízká nástupní výška (50 cm) velmi přispívá k pohodlí pacienta i terapeuta. Je to proto, že pacienti, kteří potřebují Vojtovu metodu, mají často problémy s mobilitou.

Rozměry lůžka (100 x 200 cm) poskytují dostatečnou plochu na pohodlné cvičení.

#### Zajistěte svým klientům kvalitní zázemí na cestě ke svobodě pohybu

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

##### Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezruč 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

##### Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.  
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.  
Telefon: +420 800 888 909  
E-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)



Při Vojtově metodě se využívají tlakové body a polohy pacienta. Kvalitní terapeutické lůžko je proto klíčovým vybavením. Při terapii budete potřebovat

- bezpečnou plochu
- dobrý přístup k pacientovi
- stabilní a příjemnou oporu
- co nejnižší nástupní výšku

Náš Vojtův stůl splňuje všechny tyto požadavky. Díky němu zásadním způsobem ovlivníte kvalitu vámi poskytované péče. Zároveň si také usnadníte těžkou práci s mnohdy imobilními pacienty.

## Doplňky pro váš Vojtův stůl

[Držák na hygienický papír](#) – usnadňuje používání jednorázových prostěradel z papíru nebo netkané textilie. Je upevněný na spodní straně stolu. Volba šířky prostěradla je snadná – stačí povolit aretační šrouby a nastavit správné rozměry. Jednorázová prostěradla doporučujeme z důvodu ochrany potahu stolu.

[Sada koleček průměr 70 mm](#) – vysouvací kolečka vám značně usnadní manipulaci se stolem. Použitý materiál zajišťuje výdrž i při vysokých zátěžích. Pryžová pojezdová část chrání podlahu a nezanechává šmouhy.

[Sada koleček průměr 100 mm](#) – sada koleček s velkým průměrem. Dodává se pouze pro základní konstrukci Vojtova stolu.

## Objednací číslo

RE200104