

NÁVOD K POUŽITÍ

Ortéza na kotník MUELLER The ONE Premium, S-L

Základní informace

Část těla: kotník

Velikost: S-L

Výrobce: Mueller Sports Medicine



Bezkonkurenční zpevnění kotníku s ortézou MUELLER The ONE Ankle Brace Premium

Zajistit kotníku dokonalou ochranu a zároveň ho neomezit v pohybu? Jde to. S ortézou na kotník The One. Díky jedinečnému upínacímu systému si poradí s **vnitřní** i **vnější** **distorzí**, a přitom se vaše noha bude cítit **jako v bavlnce**. Nebo lépe – jako kdyby byla zatepovaná skutečným profíkem.

Čím si vás ortéza na kotník The One Premium zaručeně získá? Svým dokonale funkčním designem a drobnými „vychytávkami“, které vám usnadní sportovní i „civilní“ život. Podívejte se sami:

- **Protiskluzová spodní část** – díky ní vám ortéza v botě neklouže ani při maximálním zatížení.
- **Speciální systém šněrování** – pro snadné nazouvání a vyzouvání ortézy, vyšperkovaný o **gumová očka** a ploché tkaničky. Ty zajišťují delší životnost. Navíc díky nim ortéza skvěle padne a netlačí.
- **Prodyšný materiál** – pro méně vlhkosti mezi vaší pokožkou a ortézou. Není použit žádný neoprén ani latex.
- **Pohodlné popruhy obmotané do tvaru číslice 8** – dávají vám možnost kontroly stlačení. Výsledkem je pevně stažený kotník bez nepříjemného napětí. Ortéza také obepíná **plantární fascie**.

Ortéza je univerzální a využijete ji jak pro pravou, tak pro levou nohu. Dopřejte si nerušený a bezpečný pohyb a zjistěte, proč tato ortéza dokáže uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky.

Kdy doporučujeme používat ortézu na kotník The One Premium

Tato kotníková ortéza se vyznačuje nejvyšším stupněm ochrany. Je proto vhodným pomocníkem

- při dlouhodobé chronické nestabilitě
- jako prevence, pokud trpíte častými podvrtnutími nebo vykloubeními kotníku
- pro rehabilitaci po operacích

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureka.cz



Využijte nejmodernějších poznatků v oblasti terapie o ortopedie a nebojte se užívat život naplno.

Pokyny k praní

Perte ručně ve studené vodě s jemným prostředkem na praní. Vyhněte se bělicím prostředkům a avivážím. Po opláchnutí nechte na vzduchu oschnout. Nesušte na topení ani nežehlete.

Důležité pokyny:

Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být nošen dle návodu k použití. Produkt je určen pro jednorázové použití pacientem, při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek. Při nerespektování může být funkce výrobku omezena. Zjistíte-li na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned vyhledejte svého lékaře.

Jak vybrat správnou velikost ortézy?

Velikost ortézy odpovídá velikosti vašich bot. (Jste-li velikostně mezi rozměry (např. velikost 40), volte spíše menší variantu).

	S	M	L
Velikost obuvi	40 - 42	42 - 44	44 - 46

Objednací číslo

MS3059

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO, s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po - pá, 8:00 - 16:00 hod.
Letní provoz: Po - pá, 8:00 - 15:30 hod.
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

