

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Stetoskop

#### Základní informace

- Typ: stetoskopy
- Stetoskop pro sestry
- Šroubovací olivky do uší
- Barva: černá
- Délka: 80 cm
- Hmotnost: 80 g



Tento jednoduchý stetoskop slouží k poslechu srdečních ozev, dýchání nebo činnosti střev. Ve spojení s tlakoměrem se běžně používá pro měření tlaku. Rozšířený konec s pružnou membránou se přikládá k tělu pacienta, membrána přebírá kmity orgánů a ty pak putují k uším lékaře nebo sestry skrz dvě izolované hadičky.

#### Objednací číslo

ND40167

[www.eureka.cz](http://www.eureka.cz)

#### Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.  
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75  
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

#### Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00  
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30  
telefon: +420 800 888 909  
e-mail: [info@eureka.cz](mailto:info@eureka.cz)

