

NÁVOD K POUŽITÍ

Goniometr kovový, šestidílná sada

Základní informace

Materiál: nerez

Typ: goniometry



Nikdy nebylo měření rozsahu pohybu přesnější než s Goniometrem

Vybavte svůj provoz nerezovými rentgenovými goniometry od Belgického specialisty v oblasti rehabilitace, wellness a fitness firmy MSD.

Kvalitní nerezové goniometry jsou uloženy v praktickém kuffíku, takže už nemusíte bádát, kam jste je uložili.

Jaké goniometry se v kufru nachází?

Robinsonův kapesní goniometr 15cm - 180°

Goniometr z nerezové oceli 35cm - 180°

Goniometr z nerezové oceli 35cm - 360°

Prstový goniometr z nerezové oceli - 15cm

Rentgenový goniometr 20cm - 180°

Goniometr z nerezové oceli 20cm - 180

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz

