

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Papírové prostěradlo dvouvrstvé, role 60 cm x 50 m

#### Použití

Papírové prostěradlo dvouvrstvé ze 100% celulózy je vhodné pro masážní stoly i vyšetřovací lůžka. Může se použít jako výborná alternativa látkových prostěradel, jež nejdou vyprat ani nad 40°C. Proto se hodí do kosmetických a masážních salónů, solárií, ale i do nemocnic nebo ordinací. Role je perforovaná po 50 cm. Použití tohoto prostěradla je pohodlné, hygienické a ekonomicky výhodné.



#### Skladování

Při pokojové teplotě, na suchém místě.

#### Likvidace

Likvidace podle místních platných úředních předpisů.

#### Objednací číslo

Pa6008 Papírové prostěradlo dvouvrstvé, role 60 cm x 50 m, 1 ks

Pa6012 Papírové prostěradlo dvouvrstvé, role 60 cm x 50 m, 3 ks

Pa6013 Papírové prostěradlo dvouvrstvé, role 60 cm x 50 m, 9 ks